

***Pseudomonas* spp. (*P.aeruginosa*, *P.fluorescens*, *P.putida*, *P.stutzeri* και άλλα είδη)**
EUCAST, v. 12.0, 2022

Αντιβιοτικό	MIC (mg/L)			DISK CONTENT (μg)	Zone diameter (mm)			MH άγαρ, Επώαση σε αέρα, 35±1°C, 18±2h - ATCC <i>P. aeruginosa</i> 27853
	S≤	R>	ATU		S≥	R<	ATU	Παρατηρήσεις
Piperacillin	0.001	16		30	50	18	18–19	
Piperacillin-tazobactam	0.001 ¹	16 ¹		30–6	50	18	18–19	1: συγκέντρωση ταζοβακτάμης 4mg/L
Ticarcillin	0.001	16		75	50	18		
Ticarcillin/Clav	0.001 ²	16 ²		75-10	50	18		2: συγκέντρωση κλαβουλανικού 2mg/L
Ceftazidime	0.001	8		10	50	17		
Ceftazidime-avibactam, <i>P.aeruginosa</i>	8 ³	8 ³		10–4	17	17	16–17	3: συγκέντρωση αβιμπακτάμης 4mg/L
Ceftolozane-tazobactam <i>P.aeruginosa</i>	4 ⁴	4 ⁴		30–10	23	23		4: συγκέντρωση ταζοβακτάμης 4mg/L
Cefepime	0.001	8		30	50	21		
Cefiderocol, <i>P.aeruginosa</i>	2 ¹	2 ¹		30	22	22	14-22	
Aztreonam	0.001	16		30	50	18		
Doripenem	0.001	2		10	50	22		
Imipenem	0.001	4		10	50	20		
Imipenem relebactam, <i>P.aeruginosa</i>	2 ⁵	2 ⁵		10-25	22	22		5: συγκέντρωση ρελεβακτάμης 4mg/L
Meropenem (other than meningitis, other than <i>P. aeruginosa</i>)	2	8		10	24	18		
Meropenem (<i>P. aeruginosa</i> other than meningitis)	2	8		10	20	14		

Meropenem (<i>P. aeruginosa</i> meningitis)	2	2		10	20	20	
Meropenem-vaborbactam, <i>P.aeruginosa</i>	8 ⁶	8 ⁶		20-10	14	14	6: συγκέντρωση βαμπορβακτάμης 8mg/L
Ciprofloxacin	0.001	0.5		5	50	26	
Levofloxacin	0.001	2		5	50	18	
Amikacin/Systemic infections	(16) ¹	(16) ¹		30	(15) ^A	(15) ^A	<p>Τα όρια ευαισθησίας <u>σε παρένθεση</u> βασίζονται σε επιδημιολογικά όρια, "ECOFF values". Χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τα στελέχη "με" και "χωρίς" επίκτητο μηχανισμό αντοχής. Τα ECOFFs δεν προδικάζουν κλινική ανταπόκριση. 1-A→ Στις συστηματικές λοιμώξεις απαιτείται συγχορήγηση άλλου δραστικού παράγοντα. Τα όρια για τις αμινογλυκοσίδες αφορούν σε εφ' άπαξ χορήγηση.</p>
Amikacin/from UTI	16	16		30	15	15	
Netilmicin	IE	IE			IE	IE	
Gentamicin/Systemic infections	IE	IE			IE	IE	
Gentamicin / from UTI	IE	IE			IE	IE	
Tobramycin/Systemic infections	(2) ¹	(2) ¹		10	(18) ^A	(18) ^A	
Tobramycin/from UTI	2	2		10	18	18	
Colistin	(4)	(4)		Δεν συνιστάται			