

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΘΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Κ.Ε.Δ.Υ.

Αγαπητοί Συνεργάτες,

παρακαλείσθε, όπως τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες ορθής αποθήκευσης και μεταφοράς δειγμάτων στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας προκειμένου να διασφαλίζεται η πιστότητα των δοκιμών, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025. Τονίζεται πως σε περίπτωση μη τήρησης των κάτωθι συνθηκών μεταφοράς τα δείγματα απορρίπτονται από το Κ.Ε.Δ.Υ. με συνέπεια τη μη διενέργεια των αιτούμενων δοκιμών.

	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μικροβιολογικές Δοκιμές	Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό πηγής υδροληψίας προς εμφιάλωση/ νερό σειράς παραγωγής/ κενές φιάλες και πώματα για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 12 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό εμφιαλωμένο από εμπόριο για μικροβιολογικές δοκιμές	Όχι πάνω από 18 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Εσωτερικά ύδατα για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό για δοκιμή για <i>legionella</i> spp	6-18 °C (εντός 24 ωρών), 5 ± 3 °C (εντός 48 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
			Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό αναψυχής για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό MTN για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Λύματα για μικροβιολογικές δοκιμές	0-4 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Υπόγεια ύδατα για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό ακτής κολύμβησης για μικροβιολογικές δοκιμές	5 ± 3 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Τρόφιμα (Σταθερά προϊόντα) για μικροβιολογική δοκιμή	θερμοκρασία περιβάλλοντος (κάτω από 30 °C) (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες <u>αν χρειάζονται</u>
	Τρόφιμα (Κατεψυγμένα προϊόντα) για μικροβιολογική δοκιμή	(κάτω των -15 °C), (εντός 24 ωρών) προτιμότερη θερμοκρασία-18 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες			
Τρόφιμα (άλλα προϊόντα ασταθή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) για μικροβιολογική δοκιμή	από 1-8 °C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες	

Χημικές Δοκιμές	Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για χημικές δοκιμές	5 ± 3°C (εντός 24 ωρών)	Ισοθερμικό Ψυγείο, παγοκύστες
	Νερό πηγής υδροληψίας προς εμφιάλωση/ νερό σειράς παραγωγής		
	Νερό εμφιαλωμένο από εμπόριο για χημικές δοκιμές		
	Υπόγεια ύδατα για χημικές δοκιμές		
	Εσωτερικά ύδατα για χημικές δοκιμές		
	Νερό κολυμβητικών δεξαμενών για χημικές δοκιμές		
	Νερό αναψυχής για χημικές δοκιμές		
	Νερό ακτής κολύμβησης για χημικές δοκιμές		
	Λύματα και απόβλητα για χημικές δοκιμές		